

Téměř bez bolesti: Tkáňové lepidlo zabrání šití rány

13.8.2025 - | Uherskohradištská nemocnice

Traumatologická ambulance Uherskohradištské nemocnice rozšiřuje možnosti ošetření poranění a zavádí novinku, která pomůže nejen dětem vyhnout se stehům. Tkáňové lepidlo, které při některých operačních výkonech v Uherskohradištské nemocnici využívají jak chirurgové, tak například ortopedové, si mohou pacienti v traumatologické ambulanci nově zvolit jako alternativu ke klasickému šití, a to jako samoplátci. Zatímco standardním postupem při uzavírání ran je aplikace stehů, tkáňové lepidlo představuje rychlou, šetrnou a estetickou alternativu.

„Moderní medicína neustále hledá cesty, jak zefektivnit hojení ran, snížit bolestivost zákroků a minimalizovat vznik jizev. Tkáňové lepidlo je speciálně vyvinutá látka, která umožňuje slepit biologické tkáně. Oproti běžnému lepidlu z domácnosti se jedná o látku biokompatibilní, tedy takovou, která nezpůsobuje poškození tkáně a tělo ji dobře snáší. Při aplikaci na ránu lepidlo během několika vteřin ztuhne, čímž vytvoří pevné spojení. Výhodou této metody je nejen rychlost, ale především šetrnost vůči pacientovi – odpadá nutnost šití, které může být bolestivé a pro některé pacienty, například děti, i psychicky náročné,“ upřesňuje primář ortopedického oddělení MUDr. Martin Skládal.

Tkáňové lepidlo je ideální pro menší a čisté rány, zejména na místech s malým mechanickým zatížením (například čelo, nos, brada, končetiny). Není však vhodné pro hluboká poranění, výrazně krvácející rány nebo místa s velkým tahem kůže – v takových případech zůstává standardní šití nadále nezbytné.

„V případě, kdy se tkáňové lepidlo u traumatických ran použít může, se taková rána nejprve očistí a vydezinfikuje, následně se okolí rány vysuší, srovnají se okraje rány a aplikuje se lepidlo na povrch rány a okraje kůže. Po zaschnutí se již nemusí zakrývat – lepidlo tvoří samo voděodolnou bariéru. Samo se pak odloupne během sedmi až deseti dnů, kdy už je rána obvykle zhojená,“ doplňuje MUDr. Skládal.

Použití tkáňového lepidla není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, a proto je nabízeno jako volitelná služba pro samoplátce. Cena 370 Kč zahrnuje nejen samotný materiál, ale i odbornou aplikaci lékařem.

Zájemci o tuto šetrnou metodu ošetření se mohou informovat u zdravotního personálu v traumatologické ambulanci, jestli je právě pro jejich poranění tkáňové lepidlo vhodnou variantou.

<https://www.nemuh.cz/doc/temer-bez-bolesti-tkanove-lepidlo-zabrani-siti-rany>